

BJ-EVBFM Bolsa fetal mediana

Manual del usuario



 **BJ Live!**
smart solutions that suit you

CE

1_ Introducción al producto

Pensada para utilizar tanto en casa como en hospitales, guarderías, escuelas y salas multisensoriales, la bolsa fetal aporta múltiples **beneficios en el área de propiocepción y vestibular**. Ayuda además a la **regulación emocional**, aportando gran sensación de seguridad y sosiego.

Esta bolsa se cuelga del techo y cuando se coloca el usuario queda en posición fetal, quedando rodeado por la tela y permitiendo el balanceo.

2_Componentes de la bolsa fetal

La bolsa se compone del receptáculo y cuatro tiras de tela con ojales metálicos. Dos de las cuerdas están cosidas y dos de las cuerdas van unidas a la bolsa con un mosquetón.

Se incluyen también 4 mosquetones de seguridad para la sujeción a la fijación de techo.



La bolsa mediana mide 70 x 115cm aproximadamente

3_ Instalación de la bolsa

3.1 Sujeción a techo:

Cada tira de la tela se debe sujetar a un punto del techo independiente, y mediante un mosquetón de seguridad.

IMPORTANTE:

Por favor asegúrese, que los puntos de fijación son adecuados y pueden soportar hasta 450Kg de carga en un ángulo de 45° en cualquier dirección.



3.1 Sujeción a techo:

La altura a la que debe sujetarse la bolsa es variable, gracias a los distintos ojales disponibles en las cuatro tiras de sujeción. El usuario determinará a qué altura le es fácil acomodarse en ella.

IMPORTANTE: PESO MÁXIMO 50KG

Para su seguridad el peso máximo no debe ser excedido bajo ningún concepto.



4_Limpieza y mantenimiento

Para lavar la bolsa se debe extraer el cojín interior abriendo la cremallera que tiene la bolsa en su interior.

Lavar con agua fría y sin productos abrasivos.

