



Step-by-step with levels

BJ-703

3 series de mensajes fragmentados

Esta versión del comunicador Step by step permite **grabar y reproducir 3 series de mensajes diferentes** para poder disponer de mayores recursos en cada situación.

Modo de empleo: En primer lugar se graba el mensaje indicando los puntos de parada del mismo. Posteriormente, se reproduce un fragmento del mensaje con cada pulsación y se avanza en la secuencia del mismo. Es posible cambiar de nivel mediante un interruptor deslizable.

Carecterísticas:

- El número de mensajes por nivel no está limitado
- Tres niveles
- Se dispone de 240 segundos de tiempo de grabación total
- Medidas: 6,35 cm
- Entrada para un comunicador alternativo
- Salida de tipo relé para activación de juguetes
- Comunicador con diferentes tapas intercambiables en colores vistosos.
- 4 Cabezales de diferentes colores intercambiables: rojo, azul, verde y amarillo.

Compatible con conmutador



To Record:
1. Press and hold RECORD until light appears
2. Speak desired Level
3. Press and hold SWITCH top while speaking, then release
4. Repeat steps 2-3 for additional messages/levels
5. Press RECORD to finish

