



BJOY Ring Wireless

BJ-889

Convierte el joystick de tu silla de ruedas en un ratón inalámbrico

[Gama BJOY](#)

Controla y accede a todas tus aplicaciones favoritas sólo con acercarte a tu ordenador o dispositivo móvil. Utiliza tu ratón de una manera precisa y cómoda desde el joystick de tu silla de ruedas.

BJOY Ring Wireless permite convertir el joystick de tu silla de ruedas en un ratón para controlar tu ordenador, así como tabletas y smartphones compatibles, de forma inalámbrica.

El anillo de detección está conectado a un transmisor, que se empareja a un receptor con conexión **USB** conectado al dispositivo que desees controlar. Cada transmisor **se puede emparejar hasta con 4 receptores**, lo que permite utilizarlo con diferentes dispositivos o en diferentes lugares.

Sin necesidad de realizar ninguna adaptación adicional, podrás **controlar y acceder** a toda la oferta informática. Los clics los podrás realizar con los **pulsadores externos** que mejor se adapten a tus necesidades. Puedes consultar el **video tutorial** de [instalación del BJOY Ring](#).

BJOY Ring pertenece a la [gama BJOY](#) y de esta manera, es posible ajustar su comportamiento mediante el software **BJOY Configurator**.

Cada transmisor se puede emparejar hasta con 4 receptores, lo que permite utilizarlo con diferentes dispositivos o en diferentes lugares.

Los clics del ratón se pueden hacer usando tus conmutadores externos favoritos.

Controla y accede a todas tus aplicaciones favoritas sólo con acercarte a tu ordenador o dispositivo móvil. Utiliza tu ratón de una manera precisa y cómoda desde el joystick de tu silla de ruedas.

- Sistemas operativos con los que es compatible: Windows,

Linux, Android, Chrome OS, Mac OS.

- Compatible con conmutador

Utiliza el software BJOY de configuración para modificar las características de funcionamiento del ratón, como por ejemplo la velocidad del puntero, la orientación, las funciones de los botones y muchos otros.

Todos los ajustes se almacenan en el dispositivo. No hay necesidad de configurar de nuevo el ratón si se utiliza con un dispositivo diferente.

- Este dispositivo es parte de la gama BJOY
- Incluye un receptor

