



Communicator 5

Communicator 5

BJ-C5

Software de CAA para la comunicación más eficiente

Esta plataforma de software de CAA (**Comunicación Alternativa y Aumentativa**) **convierte texto y pictogramas (símbolos) en voz clara**, además de facilitar el **acceso al ordenador** de forma sencilla entre otras funciones.

Communicator 5 de Tobii Dynavox ha sido diseñado para **ayudar a las personas** con problemas de comunicación **a comunicarse de manera más eficiente**, convirtiendo texto y pictogramas (símbolos) en voz clara, y ofreciendo herramientas fáciles de usar para el **acceso a ordenadores, correo electrónico, mensajes de texto, teléfono, control del entorno**, y mucho más.

Incluye además **contenido lingüístico** diseñado para adaptarse a cada necesidad comunicativa particular además de permitir la personalización a través de sencillas herramientas de edición así como la comunicación a través de texto, pictogramas y voz de alta calidad para una óptima comunicación cara a cara.

Listo para usar en minutos

Ponte en marcha rápidamente con la **guía de configuración incorporada**. Comienza seleccionando uno de los niveles de usuario predefinidos (emergente, símbolos o texto), una voz y el **método de acceso deseado**. Luego, Communicator creará una página de inicio con contenidos por defecto relevantes para el nivel del usuario. Estos contenidos pueden incluir **vocabularios alfabéticos, vocabularios basados en símbolos, actividades y juegos para comunicadores emergentes** o conjuntos de páginas a acceder al ordenador, a aplicaciones y a las redes sociales.

Podrás a su vez eliminar o **editar conjuntos de páginas existentes** para que coincidan exactamente con tus habilidades y deseos. También puedes cambiar el color de fondo de la página de inicio para que se adapte mejor a tu personalidad, así como modificar fácilmente tu configuración. Además, es **compatible con todos los métodos de acceso** (ratón, joystick y ratón de cabeza, mirada, ...)

Ideal para usuarios individuales y múltiples

Compatible con un número ilimitado de perfiles de usuario en el mismo dispositivo, Communicator 5 es ideal para **escuelas y centros** de evaluación y atención donde varios usuarios pueden



compartir el mismo sistema. También funciona bien para usuarios individuales que deseen tener configuraciones diferentes según la hora del día.

Habla con tus mensajes grabados

Puedes **utilizar mensajes pre-grabados** de la plataforma de [Tobii Dynavox Message Banking](#) o de librerías externas para reproducirlos cuando el contenido se relacione con el mensaje grabado, e incluso usar tu propia voz o la de un familiar.

¡Te asesoramos!

Nuestros terapeutas y asesores expertos en CAA resolverán tus dudas. Llámanos al 932 820 437 o escríbenos un email a: info@bjadaptaciones.com

- Compatible con Sistemas operativos: Windows 7 o posterior
- La licencia se entrega de forma electrónica (vía email)
- Guía de configuración incorporada
- Compatible con cualquier método de acceso
El software admite la entrada directa a través de la pantalla táctil, que ha sido significativamente mejorada para Windows 8 y 10, el ratón, tiempo de permanencia del ratón, joystick y ratón de cabeza. También puedes usar la interacción a través de la mirada con I-Series y I-Series+ de Tobii Dynavox.
- Seguidores oculares compatibles: Todos los seguidores oculares de Tobii Dynavox y Tobii 4C
- Compatible con Software Tobii Dynavox: Windows Control, Gaze Point y Classic Tobii Gaze Interaction Software permiten el seguimiento ocular en Communicator 5.
- Se requiere conexión a Internet para la activación de la licencia.

- Combinación de texto y pictogramas

- Incluye la librería de símbolos SPC. Adicionalmente, puedes importar tus propias fotos e imágenes

- Más de 15.000 pictogramas Symbolstix incluidos



- Contenidos por defecto para comunicación por texto y comunicación por símbolos
- Aplicaciones integradas y conjuntos de páginas para Email, redes sociales, reproductor de música, calendario, visor de imágenes, calculadora, Skype, control de entorno y cámara.

