




Gaze Viewer

BJ-T999998

Visualiza, graba y analiza dónde dirigen la mirada los usuarios ante cualquier imagen



Gaze Viewer es una **herramienta de análisis** que te ayudará a evaluar las capacidades físicas y cognitivas de un usuario de cara a utilizar un sistema de seguimiento de la mirada (eye control) de Tobii.

Tobii Gaze Viewer es una herramienta de análisis para logopedas, profesores, padres, psicólogos o cualquiera interesado en adquirir un mejor conocimiento de las capacidades de un usuario.

Gracias a Gaze Viewer y el ratón de mirada [PCEye 5](#) de Tobii Dynavox, puedes registrar qué está mirando el usuario con cualquier aplicación, así como en páginas web, libros electrónicos, juegos, películas, etc.

Esta herramienta viene incluida en [TD Pilot](#), [TD I-13](#) y [TD I-16](#) de Tobii Dynavox.

Sistemas operativos con los que es compatible: Windows

Se podría decir que las aplicaciones de realización de pruebas y evaluación de Gaze Viewer son casi infinitas; algunas de ellas son las siguientes:

- Realización de pruebas de comprensión
- Evaluaciones de lecto-escritura para niños que no hablan
- Evaluaciones de retrasos de procesamiento/cognitivos
- Realización de pruebas sobre recuerdos
- Entorno de pruebas de baja presión para niños
- Comprobación de habilidades cognitivas en adultos de bajo rendimiento
- Validación del uso potencial de un dispositivo de ayuda y Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) para la comunicación

